

治験薬投与・調製資材 院内採用品

- ※ 院内採用品以外の投与資材・調製資材を使用する場合は、**依頼者よりご提供ください。当院での購入は不可です。**
 ※ CSTDは治験薬投与時のみ使用します。治験薬調製時にCSTDは使用しません。

治験薬投与資材

投与ルート	テルモ	ケモセーフロック輸液セット（Y型ライン）：フィルターなし	KL-AT30L1AN
	テルモ	ケモセーフロック輸液セット（Y型ライン）：フィルターあり	KL-AF30L1AN
	テルモ	ケモセーフロック（バッグスパイク）	KL-BS001U3
	※ 原則「ケモセーフロック」使用。「ケモセーフロック」以外を使用する場合は、事前に治験主任へご相談ください。		
	テルモ	テルフュージョン ポンプ用輸液セット（DEHPフリー）	TI-PU300L
	テルモ	テルフュージョンファイナルフィルターPS（DEHPフリー）	TF-SW231H
	テルモ	サフィード延長チューブ（DEHPフリー）	SF-ET2022L
	テルモ	シュアプラグ A D	SA-1W
留置針	メディキット	Supercath7：22G	HP2700
	メディキット	Supercath7：24G	HP2701

治験薬調製資材

シリンジ	テルモ	テルモシリンジ（ロック付）：50mL	SS-50LZ
	テルモ	テルモシリンジ（ロック付）：30mL	SS-30LZ
	テルモ	テルモシリンジ（ロック付）：20mL	SS-20LZ
	テルモ	テルモシリンジ（ロック付）：10mL	SS-10LZ
	ニプロ	ニプロシリンジ（針なし）：5mL ロック	08-505
	トップ	トッププラスチックシリンジ：2.5ml ロック	01081
	ニプロ	ニプロシリンジ（針なし）：1mL ロック	08-040
	テルモ	テルモシリンジ ルアーキャップ	SS-LP
調製針	ニプロ	フローマックス：18G×1 1/2 SB	01-018
	ニプロ	フローマックス：22G×1 1/4 RB	01-008
※ 原則「18G」を使用。「18G」の使用が許容されない場合は、事前に治験主任へご相談ください。			